

Code Produit

UTAS-0195 Malaxeur d'asphalte, 7.5 L
UTAS-0196 Bol de malaxage de rechange, 7.5 L,
pour UTAS-0195
UTAS-0197 Fouet de rechange, pour UTAS-0195

Normes

EN 12697-35

Le malaxeur possède une capacité de 7.5 litres et est conçu pour malaxer les échantillons d'asphalte qui seront utilisés pour les essais mécaniques tels que le compactage, la traction indirecte, essais Marshall etc. Le malaxeur n'inclut pas de chauffage.

Le malaxeur de laboratoire est fourni avec :

- Bol, capacité 7,5 L, 5,5 kg, Acier inoxydable
- Fouet

Dimensions	370x570x700 mm
Poids (approx.)	70 kg
Puissance	550 W



UTAS-0196



UTAS-0197

