

### Code Produit

UTB-1500 Appareil de distillation de bitumes fluidifiés  
UTGT-2025 Thermomètre distillation haute température, Plage -2 +400°C, ASTM 8C

Modèles pour 220-240V 50-60 Hz, 1 ph.	UTB-1500
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTB-1500-N

### Normes

ASTM D402; AASHTO T78

L'UTB-1500 est utilisé pour l'examen des matériaux bitumineux fluidifiés par le test de distillation. L'appareil se compose d'un ballon de distillation, d'un condenseur, d'un adaptateur, d'une protection, d'un chauffe-ballon électrique avec thermostat, d'un récepteur cylindrique, thermomètre (ASTM 8C), et d'un support de ballon avec protection.

Dimensions	300x300x600 mm
Poids (approx.)	6 kg

