

Code Produit

UTA-0650 Appareil de fragmentation dynamique

Normes

BS 812:112

L'appareil de fragmentation dynamique, en accord avec la norme BS 812, est conçu de manière robuste pour déterminer le coefficient de fragmentation dynamique des granulats qui fournit une mesure relative de la résistance d'un agrégat à un choc ou un impact soudain. Le compteur monté sur la machine enregistre automatiquement le nombre de coups délivrés à l'échantillon, et est fabriqué en acier plaqué robuste pour résister à la corrosion.

L'appareil de fragmentation dynamique est fourni avec:

- Récipient cylindrique de mesure, Ø 75 mm
- Tige de piquage en acier, Ø 16x600 mm



Dimensions	310x310x840 mm
Poids (approx.)	54 kg