

LOGICIEL UTEST POUR LES MACHINES D'ESSAI AUTOMATIQUES DE COMPRESSION/FLEXION DU BETON ET DU CIMENT



Code Produit

USOFT-4930.FPR Logiciel UTEST pour les machines d'essai automatiques de compression/flexion du béton et du ciment

Le logiciel Utest USOFT-4930.FPR a été conçu pour l'acquisition de données, le contrôle du traitement, la présentation et le rapport des tests de compression, de flexion, de résistance à la traction de matériaux de construction tels que le béton, le ciment, les unités de maçonnerie/blocs avec les machines d'essai automatiques appropriées de compression/flexion du béton et du ciment, et avec un ordinateur. Ce logiciel permet l'acquisition et la gestion des données pour les essais de compression, de flexion et de traction par fendage des matériaux de construction tels que béton, ciment, briques. Les fonctions avancées de gestion de la base de données permettent une navigation aisée dans toutes les données enregistrées.

Le certificat de résultats de test comprend toutes les informations descriptives. Par conséquent, les paramètres de test peuvent être définis et des détails sur le test effectué tels que les détails du client, le type de test, le type d'échantillon, les informations utilisateur et d'autres informations requises peuvent être saisis et imprimés, ainsi que le rapport de test et le graphique.

Les tests suivants peuvent être effectués avec le logiciel USOFT-4930.FPR: • Résistance à la compression des cylindres/cubes en béton • Résistance à la flexion des poutres en béton • Résistance à la flexion des bordures en béton • Résistance à la traction par fendage des cylindres/cubes en béton • Résistance à la traction par fendage des pavés en béton • Résistance à la compression des unités de maçonnerie/blocs • Résistance à la flexion des dalles en béton • Résistance à la compression des mortiers de ciment hydraulique • Résistance à la flexion des mortiers de ciment hydraulique

Pour plus d'informations sur les propriétés suivantes du logiciel USOFT-4930.FPR, veuillez consulter les pages "Propriétés générales des logiciels de la série Utest USOFT."

- Prise en charge multilingue et interface utilisateur personnalisable
- Identification et autorisation de l'utilisateur
- Capacité de stockage illimitée des résultats de test dans un seul fichier
- Exportation des résultats de test vers la base de données
- Interface graphique de test avancée
- Option pour stocker les informations de test
- Modification des paramètres de la machine de test à l'aide du logiciel
- Exportation de rapports et de graphiques



USOFT-4830.FPR Logiciel UTEST