

Code Produit

- UTGT-1430 Thermomètre de viscosité+19 à +27°C 0.1°C Div., ASTM 17C
- UTGT-1432 Thermomètre de viscosité+34 à +42°C 0.1°C Div., ASTM 18C
- UTGT-1434 Thermomètre de viscosité+49 à +57°C 0.1°C Div., ASTM 19C
- UTGT-1436 Thermomètre de viscosité+57 à +65°C 0.1°C Div., ASTM 20C
- UTGT-1438 Thermomètre de viscosité+79 à +87°C 0.1°C Div., ASTM 21C
- UTGT-1440 Thermomètre de viscosité+95 à +103°C 0.1°C Div., ASTM 22C

UTGT-1500 Hygromètre mécanique/Thermomètre /Baromètre

UTGT-1520 Hygromètre mécanique

UTGT-1550 Thermom. à Cadran Mécanique 0 à +260°C

UTGT-1580 Chronomètre numérique



Thermomètres de viscosité

Les thermomètres de viscosité UTEST sont utilisés pour le viscosimètre numérique à deux tubes Saybolt UTAS-0300 afin de déterminer la viscosité Saybolt des produits pétroliers à des températures spécifiées où des mesures de température précises sont requises.

Hygromètre/thermomètre/baromètre mécanique UTGT-1500

instrument fiable et utile pour surveiller simultanément l'humidité, la température et la pression atmosphérique.

L'hygromètre mécanique UTGT-1520 est un instrument fiable pour mesurer l'humidité de l'air ambiant et le thermomètre à cadran mécanique UTGT-1550 fournit des mesures de température précises, en particulier à des températures élevées jusqu'à 260 °C.

Le chronomètre numérique UTGT-1580 est conçu pour des mesures précises du temps avec une sensibilité de 0,01 seconde.



UTGT-1520



UTGT-1550



UTGT-1500



UTGT-1580

Code Produit	Description	ASTM Ref.	IP Ref.	Dimensions	Poids
UTGT-1430	Thermomètre de viscosité +19 à +27°C 0.1°C Div.	17 C	-	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1432	Thermomètre de viscosité +34 à +42°C 0.1°C Div.	18 C	23 C	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1434	Thermomètre de viscosité +49 à +57°C 0.1°C Div.	19 C	-	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1436	Thermomètre de viscosité +57 à +65°C 0.1°C Div.	20 C	-	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1438	Thermomètre de viscosité +79 v +87°C 0.1°C Div.	21 C	-	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1440	Thermomètre de viscosité +95 à +103°C 0.1°C Div.	22 C	24 C	30x30x300 mm	0.1 kg
UTGT-1500	Hygromètre mécanique / Thermomètre/ Baromètre	-	-	150x150x150 mm	0.2 kg
UTGT-1520	Hygromètre mécanique	-	-	150x150x150 mm	0.2 kg
UTGT-1550	Thermomètre à Cadran Mécanique 0 à +260°C	-	-	50x50x200 mm	0.2 kg
UTGT-1580	Chronomètre numérique	-	-	75x65x25 mm	0.1 kg