

Globallab

Equipement d'Essai des Matériaux

Tamis d'essai -GLOBALLAB

EN 933-2 ; OIN 565, 3310-1, 3310-2 ; ASTM E11

GLOBAL LAB collabore avec les principaux fabricants mondiaux de tamis pour fournir à ses clients une large gamme de tamis d'essai de haute qualité.

Les tamis importés sont fabriqués selon les normes nationales et internationales et fournis avec une garantie d'étalonnage du fabricant.

Tous les tamis importés sont fournis avec un certificat de conformité du fabricant comprenant : le maillage, l'écart type bidirectionnel, les informations standard, le code de série du produit et la date de traçabilité.

Chaque tamis est fabriqué selon les procédures du système d'assurance qualité en utilisant des matériaux de haute qualité.

Pendant la phase de production, le treillis métallique est contrôlé par une méthode de projection optique ou des méthodes avancées de numérisation informatique. après des mesures précises, les tamis avec des ouvertures de maille et des diamètres vérifiés sont certifiés par le fabricant.



Tamis en treillis métallique tissé

Les tamis en treillis métallique sont produits selon les normes ASTM, ISO et BS. Les tamis sont fabriqués en diamètres de 3", 8", 12", 18" ou 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm selon la norme associée. et ouverture de maille entre 38 µm et 125 mm.

Tamis à plaques perforées

Les tamis à plaques perforées sont largement utilisés dans différentes parties de l'industrie. Les côtés en tôle perforée peuvent être fournis avec des trous carrés entre 4 mm et 125 mm d'ouvertures de maille, des trous ronds entre 4 mm et 125 mm d'ouvertures de maille, avec des bras ou un cadre en acier inoxydable et des diamètres de 200, 300, 450 mm .

Lavage des tamis

Les tamis de lavage sont utilisés pour extraire l'échantillon avec la méthode de tamisage humide sans aucune perte matérielle. Tamis de lavage fournis avec des diamètres de 8", 200 mm, 18 pouces ou 450 mm et des profondeurs de 4", 100 mm, 12 pouces et 300 mm, avec supports ou cadres en acier inoxydable.

Poêle et couvercle

La cuve et les couvercles peuvent être fournis avec des cadres en laiton ou en acier inoxydable de 3", 8", 12", 18", 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm. , diamètres 450 mm.

Tamis tissés de tissu de fil d'OIN 3310-1		
Nominal	Ø 200 mm x 50 mm	Ø 300 mm x 75 mm
Taille d'ouverture	Code produit	Code produit
125 millimètres	UTG-2WSIC1250.GL	UTG-3WSIC1250.GL
106 millimètres	UTG-2WSIC1060.GL	UTG-3WSIC1060.GL
100 mm (4")	UTG-2WSIC1000.GL	UTG-3WSIC1000.GL
90 mm (3 ½")	UTG-2WSIC0900.GL	UTG-3WSIC0900.GL
80 millimètres	UTG-2WSIC0800.GL	UTG-3WSIC0800.GL
75mm (3")	UTG-2WSIC0750.GL	UTG-3WSIC0750.GL
63 mm (2 ½")	UTG-2WSIC0630.GL	UTG-3WSIC0630.GL
56 millimètres	UTG-2WSIC0560.GL	UTG-3WSIC0560.GL
53 mm (2,12")	UTG-2WSIC0530.GL	UTG-3WSIC0530.GL
50 mm (2")	UTG-2WSIC0500.GL	UTG-3WSIC0500.GL
45 mm (1 ¾")	UTG-2WSIC0450.GL	UTG-3WSIC0450.GL
40 millimètres	UTG-2WSIC0400.GL	UTG-3WSIC0400.GL
37,5 mm (1-½")	UTG-2WSIC0375.GL	UTG-3WSIC0375.GL
31,5 mm (1 ¼")	UTG-2WSIC0315.GL	UTG-3WSIC0315.GL
28 mm	UTG-2WSIC0280.GL	UTG-3WSIC0280.GL
26,5 mm (1,06")	UTG-2WSIC0265.GL	UTG-3WSIC0265.GL
25 mm (1")	UTG-2WSIC0250.GL	UTG-3WSIC0250.GL

22,4 mm (7/8")	UTG-2WSIC0224.GL	UTG-3WSIC0224.GL
20 millimètres	UTG-2WSIC0200.GL	UTG-3WSIC0200.GL
19 mm (¾")	UTG-2WSIC0190.GL	UTG-3WSIC0190.GL
16 mm (5/8")	UTG-2WSIC0160.GL	UTG-3WSIC0160.GL
14 mm	UTG-2WSIC0140.GL	UTG-3WSIC0140.GL
13,2 mm (0,530")	UTG-2WSIC0132.GL	UTG-3WSIC0132.GL
12,5 mm (½")	UTG-2WSIC0125.GL	UTG-3WSIC0125.GL
11,2 mm (7/16")	UTG-2WSIC0112.GL	UTG-3WSIC0112.GL
10 millimètres	UTG-2WSIC0100.GL	UTG-3WSIC0100.GL
9,5 mm (3/8")	UTG-2WSIC0095.GL	UTG-3WSIC0095.GL
8 mm (5/16")	UTG-2WSIC0080.GL	UTG-3WSIC0080.GL
6,7 mm (0,265")	UTG-2WSIC0067.GL	UTG-3WSIC0067.GL
6,3 mm (¼")	UTG-2WSIC0063.GL	UTG-3WSIC0063.GL
5,6 mm (n° 3 ½)	UTG-2WSIC0056.GL	UTG-3WSIC0056.GL
5 millimètres	UTG-2WSIC0050.GL	UTG-3WSIC0050.GL
4,75 mm (n°4)	UTG-2WSIC0047.GL	UTG-3WSIC0047.GL
4 mm (n°5)	UTG-2WSIC0040.GL	UTG-3WSIC0040.GL
3,35 mm (n° 6)	UTG-2WSIF3350.GL	UTG-3WSIF3350.GL
3,15 mm	UTG-2WSIF3150.GL	UTG-3WSIF3150.GL
2,8 mm (n° 7)	UTG-2WSIF2800.GL	UTG-3WSIF2800.GL
2,5 mm	UTG-2WSIF2500.GL	UTG-3WSIF2500.GL
2,36 mm (n°8)	UTG-2WSIF2360.GL	UTG-3WSIF2360.GL
2 mm (n°10)	UTG-2WSIF2000.GL	UTG-3WSIF2000.GL
1,7 mm (n° 12)	UTG-2WSIF1700.GL	UTG-3WSIF1700.GL
1,6 mm	UTG-2WSIF1600.GL	UTG-3WSIF1600.GL
1,4 mm (n° 14)	UTG-2WSIF1400.GL	UTG-3WSIF1400.GL
1,25 mm	UTG-2WSIF1250.GL	UTG-3WSIF1250.GL
1,18 mm (n°16)	UTG-2WSIF1180.GL	UTG-3WSIF1180.GL
1 mm (n° 18)	UTG-2WSIF1000.GL	UTG-3WSIF1000.GL
850 µm (n° 20)	UTG-2WSIF0850.GL	UTG-3WSIF0850.GL
800 µm	UTG-2WSIF0800.GL	UTG-3WSIF0800.GL
710 µm (n° 25)	UTG-2WSIF0710.GL	UTG-3WSIF0710.GL
630 µm	UTG-2WSIF0630.GL	UTG-3WSIF0630.GL
600 µm (n° 30)	UTG-2WSIF0600.GL	UTG-3WSIF0600.GL
500 µm (n° 35)	UTG-2WSIF0500.GL	UTG-3WSIF0500.GL
425 µm (n° 40)	UTG-2WSIF0425.GL	UTG-3WSIF0425.GL

400 µm	UTG-2WSIF0400.GL	UTG-3WSIF0400.GL
355 µm (n° 45)	UTG-2WSIF0355.GL	UTG-3WSIF0355.GL
315 µm	UTG-2WSIF0315.GL	UTG-3WSIF0315.GL
300 µm (n° 50)	UTG-2WSIF0300.GL	UTG-3WSIF0300.GL
250 µm (n° 60)	UTG-2WSIF0250.GL	UTG-3WSIF0250.GL
212 µm (n° 70)	UTG-2WSIF0212.GL	UTG-3WSIF0212.GL
200 µm	UTG-2WSIF0200.GL	UTG-3WSIF0200.GL
180 µm (n° 80)	UTG-2WSIF0180.GL	UTG-3WSIF0180.GL
160 µm	UTG-2WSIF0160.GL	UTG-3WSIF0160.GL
150 µm (n° 100)	UTG-2WSIF0150.GL	UTG-3WSIF0150.GL
125 µm (n° 120)	UTG-2WSIF0125.GL	UTG-3WSIF0125.GL
106 µm (n° 140)	UTG-2WSIF0106.GL	UTG-3WSIF0106.GL
100 µm	UTG-2WSIF0100.GL	UTG-3WSIF0100.GL
90 µm (n° 170)	UTG-2WSIF0090.GL	UTG-3WSIF0090.GL
80 µm	UTG-2WSIF0080.GL	UTG-3WSIF0080.GL
75 µm (n° 200)	UTG-2WSIF0075.GL	UTG-3WSIF0075.GL
63 µm (n° 230)	UTG-2WSIF0063.GL	UTG-3WSIF0063.GL
53 µm (n° 270)	UTG-2WSIF0053.GL	UTG-3WSIF0053.GL
50 µm	UTG-2WSIF0050.GL	UTG-3WSIF0050.GL
45 µm (n° 325)	UTG-2WSIF0045.GL	UTG-3WSIF0045.GL
40 µm	UTG-2WSIF0040.GL	UTG-3WSIF0040.GL
38 µm (n° 400)	UTG-2WSIF0038.GL	UTG-3WSIF0038.GL

Tamis perforés à plaques métalliques ISO 3310-2		
Nominal	Ø 200 mm x 50 mm	Ø 300 mm x 75 mm
Taille d'ouverture	Code produit	Code produit
125 millimètres	UTG-2PSIC1250.GL	UTG-3PSIC1250.GL
106 millimètres	UTG-2PSIC1060.GL	UTG-3PSIC1060.GL
100 mm (4")	UTG-2PSIC1000.GL	UTG-3PSIC1000.GL
90 mm (3-½")	UTG-2PSIC0900.GL	UTG-3PSIC0900.GL
80 millimètres	UTG-2PSIC0800.GL	UTG-3PSIC0800.GL
75mm (3")	UTG-2PSIC0750.GL	UTG-3PSIC0750.GL
63 mm (2-½")	UTG-2PSIC0630.GL	UTG-3PSIC0630.GL
56 millimètres	UTG-2PSIC0560.GL	UTG-3PSIC0560.GL
53 mm (2,12")	UTG-2PSIC0530.GL	UTG-3PSIC0530.GL

50 mm (2")	UTG-2PSIC0500.GL	UTG-3PSIC0500.GL
45 mm (1-¾")	UTG-2PSIC0450.GL	UTG-3PSIC0450.GL
40 millimètres	UTG-2PSIC0400.GL	UTG-3PSIC0400.GL
37,5 mm (1-½")	UTG-2PSIC0375.GL	UTG-3PSIC0375.GL
31,5 mm (1-¼")	UTG-2PSIC0315.GL	UTG-3PSIC0315.GL
28 mm	UTG-2PSIC0280.GL	UTG-3PSIC0280.GL
26,5 mm (1,06")	UTG-2PSIC0265.GL	UTG-3PSIC0265.GL
25 mm (1")	UTG-2PSIC0250.GL	UTG-3PSIC0250.GL
22,4 mm (7/8")	UTG-2PSIC0224.GL	UTG-3PSIC0224.GL
20 millimètres	UTG-2PSIC0200.GL	UTG-3PSIC0200.GL
19 mm (¾")	UTG-2PSIC0190.GL	UTG-3PSIC0190.GL
18 mm	UTG-2PSIC0180.GL	UTG-3PSIC0180.GL
16 mm (5/8")	UTG-2PSIC0160.GL	UTG-3PSIC0160.GL
14 mm	UTG-2PSIC0140.GL	UTG-3PSIC0140.GL
13,2 mm (0,530")	UTG-2PSIC0132.GL	UTG-3PSIC0132.GL
12,5 mm (½")	UTG-2PSIC0125.GL	UTG-3PSIC0125.GL
11,2 mm (7/16")	UTG-2PSIC0112.GL	UTG-3PSIC0112.GL
10 millimètres	UTG-2PSIC0100.GL	UTG-3PSIC0100.GL
9,5 mm (3/8")	UTG-2PSIC0095.GL	UTG-3PSIC0095.GL
9 millimètres	UTG-2PSIC0090.GL	UTG-3PSIC0090.GL
8 mm (5/16")	UTG-2PSIC0080.GL	UTG-3PSIC0080.GL
7,1 mm	UTG-2PSIC0071.GL	UTG-3PSIC0071.GL
6,7 mm (0,265")	UTG-2PSIC0067.GL	UTG-3PSIC0067.GL
6,3 mm (¼")	UTG-2PSIC0063.GL	UTG-3PSIC0063.GL
5,6 mm (n° 3-½")	UTG-2PSIC0056.GL	UTG-3PSIC0056.GL
5 millimètres	UTG-2PSIC0050.GL	UTG-3PSIC0050.GL
4,75 mm (n° 4)	UTG-2PSIC0047.GL	UTG-3PSIC0047.GL
4 mm (n° 5)	UTG-2PSIC0040.GL	UTG-3PSIC0040.GL

Tamis d'essai en fil tissé ASTM E11 de 8" et 12"		
Nominal	Tamis 8" x 2"	Tamis 12" x 3"
Taille d'ouverture	Code produit	Code produit
125 mm (5")	UTG-8WSAC1250.GL	UTG-12WSAC1250.GL
106 mm (4,24")	UTG-8WSAC1060.GL	UTG-12WSAC1060.GL
100 mm (4")	UTG-8WSAC1000.GL	UTG-12WSAC1000.GL
90 mm (3-½")	UTG-8WSAC0900.GL	UTG-12WSAC0900.GL

75mm (3")	UTG-8WSAC0750.GL	UTG-12WSAC0750.GL
63 mm (2-½")	UTG-8WSAC0630.GL	UTG-12WSAC0630.GL
53 mm (2,12")	UTG-8WSAC0530.GL	UTG-12WSAC0530.GL
50 mm (2")	UTG-8WSAC0500.GL	UTG-12WSAC0500.GL
45 mm (1 ¾")	UTG-8WSAC0450.GL	UTG-12WSAC0450.GL
37,5 mm (1 ½")	UTG-8WSAC0375.GL	UTG-12WSAC0375.GL
31,5 mm (1 ¼")	UTG-8WSAC0315.GL	UTG-12WSAC0315.GL
26,5 mm (1,06")	UTG-8WSAC0265.GL	UTG-12WSAC0265.GL
25 mm (1")	UTG-8WSAC0250.GL	UTG-12WSAC0250.GL
22,4 mm (7/8")	UTG-8WSAC0224.GL	UTG-12WSAC0224.GL
19 mm (¾")	UTG-8WSAC0190.GL	UTG-12WSAC0190.GL
16 mm (5/8")	UTG-8WSAC0160.GL	UTG-12WSAC0160.GL
13,2 mm (0,530")	UTG-8WSAC0132.GL	UTG-12WSAC0132.GL
12,5 mm (½")	UTG-8WSAC0125.GL	UTG-12WSAC0125.GL
11,2 mm (7/16")	UTG-8WSAC0112.GL	UTG-12WSAC0112.GL
9,5 mm (3/8")	UTG-8WSAC0095.GL	UTG-12WSAC0095.GL
8 mm (5/16")	UTG-8WSAC0080.GL	UTG-12WSAC0080.GL
6,7 mm (0,265")	UTG-8WSAC0067.GL	UTG-12WSAC0067.GL
6,3 mm (¼")	UTG-8WSAC0063.GL	UTG-12WSAC0063.GL
5,6 mm (n° 3 ½")	UTG-8WSAC0056.GL	UTG-12WSAC0056.GL
4,75 mm (n° 4)	UTG-8WSAC0047.GL	UTG-12WSAC0047.GL
4 mm (n° 5)	UTG-8WSAC0040.GL	UTG-12WSAC0040.GL
3,35 mm (n° 6)	UTG-8WSAF3350.GL	UTG-12WSAF3350.GL
2,8 mm (n° 7)	UTG-8WSAF2800.GL	UTG-12WSAF2800.GL
2,36 mm (n° 8)	UTG-8WSAF2360.GL	UTG-12WSAF2360.GL
2 mm (n° 10)	UTG-8WSAF2000.GL	UTG-12WSAF2000.GL
1,7 mm (n° 12)	UTG-8WSAF1700.GL	UTG-12WSAF1700.GL
1,4 mm (n° 14)	UTG-8WSAF1400.GL	UTG-12WSAF1400.GL
1,18 mm (n° 16)	UTG-8WSAF1180.GL	UTG-12WSAF1180.GL
1 mm (n° 18)	UTG-8WSAF1000.GL	UTG-12WSAF1000.GL
850 µm (n° 20)	UTG-8WSAF0850.GL	UTG-12WSAF0850.GL
710 µm (n° 25)	UTG-8WSAF0710.GL	UTG-12WSAF0710.GL
600 µm (n° 30)	UTG-8WSAF0600.GL	UTG-12WSAF0600.GL
500 µm (n° 35)	UTG-8WSAF0500.GL	UTG-12WSAF0500.GL
425 µm (n° 40)	UTG-8WSAF0425.GL	UTG-12WSAF0425.GL

355 µm (n° 45)	UTG-8WSAF0355.GL	UTG-12WSAF0355.GL
300 µm (n° 50)	UTG-8WSAF0300.GL	UTG-12WSAF0300.GL
250 µm (n° 60)	UTG-8WSAF0250.GL	UTG-12WSAF0250.GL
212 µm (n° 70)	UTG-8WSAF0212.GL	UTG-12WSAF0212.GL
180 µm (n° 80)	UTG-8WSAF0180.GL	UTG-12WSAF0180.GL
150 µm (n° 100)	UTG-8WSAF0150.GL	UTG-12WSAF0150.GL
125 µm (n° 120)	UTG-8WSAF0125.GL	UTG-12WSAF0125.GL
106 µm (n° 140)	UTG-8WSAF0106.GL	UTG-12WSAF0106.GL
90 µm (n° 170)	UTG-8WSAF0090.GL	UTG-12WSAF0090.GL
75 µm (n° 200)	UTG-8WSAF0075.GL	UTG-12WSAF0075.GL
63 µm (n° 230)	UTG-8WSAF0063.GL	UTG-12WSAF0063.GL
53 µm (n° 270)	UTG-8WSAF0053.GL	UTG-12WSAF0053.GL
45 µm (n° 325)	UTG-8WSAF0045.GL	UTG-12WSAF0045.GL
38 µm (n° 400)	UTG-8WSAF0038.GL	UTG-12WSAF0038.GL

Tamis de lavage humide				
Nominal	Ø 200 mm x 200 mm	Ø 200 mm x 100 mm	Ø 8" x 8"	Ø 8" x 4"
Taille d'ouverture	Code produit	Code produit	Code produit	Code produit
150 µm (n°100)	2WH0150200.GL	2WH0150100.GL	-----	-----
75 µm (n°200)	2WH0075200.GL	2WH0075100.GL	8WH00758.GL	8WH00754.GL
63 µm (n°230)	2WH0063200.GL	2WH0063100.GL	8WH00638.GL	8WH00634.GL

Diamètres et matériaux du cadre											
Oui.	Hauteur	Profondeur à Maille ou Plaque	Cadre Matériel	Oui.	Hauteur	Profondeur à Maille ou Plaque	Cadre Matériel	Oui.	Hauteur	Profondeur à Maille ou Plaque	Cadre Matériel
38	Complet	19 millimètres	Br ou SS	300	Complet	75 millimètres	Br ou SS	3"	Complet	1"	Br ou SS
100	Complet		Br ou SS	300	Moitié		Br ou SS	3"	Moitié	1"	Br ou SS
100	Moitié	40 millimètres	Br ou SS	315	Complet	40 millimètres	SS	8"	Complet	2"	Br ou SS

150	Complet	20 millimètres	SS	350	Complet	75 millimètres	SS	8"	Moitié	1	Br ou SS
200	Complet	38 mm	Br ou SS	400	Complet	60 millimètres	SS	12"	Complet	3"	Br ou SS
200	Moitié	50 millimètres	Br ou SS	450	Complet	65 millimètres	SS	12"	Moitié	1"	Br ou SS
250	Complet	25 mm	SS			100 millimètres		18""	Complet	3 ½"	SS
		60 millimètres									

Poêle et couvercle (acier inoxydable)

Ø200x50mm	Code produit	Ø 8" x 2"	Code produit	Ø300x75mm	Code produit	Ø12" x 3"	Code produit
Poêle et couvercle	UTG-2001.GL	Poêle et couvercle	UTG-3001.GL	Poêle et couvercle	UTG-4001.GL	Poêle et couvercle	UTG-5001.GL
Poêle	UTG-2002.GL	Poêle	UTG-3002.GL	Poêle	UTG-4002.GL	Poêle	UTG-5002.GL
Crique	UTG-2003.GL	Crique	UTG-3003.GL	Crique	UTG-4003.GL	Crique	UTG-5003.GL