

Code Produit

UTCM-0680 Appareillage de densité apparente

Normes

EN 459-2

La masse volumique apparente de la chaux est intéressante pour le stockage et l'emballage et pour déterminer le volume et la capacité de l'équipement de mélange nécessaire au traitement du matériau.

L'appareillage de densité apparente UTCM-0680 est conçu pour déterminer la densité apparente d'une chaux en permettant à un échantillon de tomber d'une hauteur connue dans un récipient calibré à partir d'une hauteur déterminée et en pesant la masse écoulée.

L'appareil se compose d'une tête de remplissage, d'un récipient cylindrique d'une capacité de 1 litre et d'un clapet de fermeture.



Dimensions	Poids (approx.)
250x250x750 mm	2.0 kg