

Code Produit

UTCM-0750 Cône de Marsh (Viscosimètre)

Normes

ASTM D6910, Pratique Recommandée API 13B-1

Le viscosimètre de Marsh peut être utilisé pour mesurer la peinture, le vernis, etc., en mesurant le temps d'écoulement. Il est utilisé pour mesurer la viscosité des matériaux fluides. Réalisé en plastique robuste résistant à la rupture pour éviter les déformations lors des changements de température afin que la précision volumétrique soit maintenue. Des mesures précises sont prises à l'aide de l'ajutage métallique. Pour éviter que les mains de l'opérateur n'entrent en contact avec le matériau d'essai, une poignée est fournie. Livré avec récipient doseur en plastique d'une capacité de 1 litre.



Diamètre supérieur	150 mm
Longueur Embout	50 mm
Diamètre interne	5 mm
Longueur totale	355 mm
Poids (approx.)	0.5 kg