

Code Produit

- UTCM-0875E Malaxeur manuel de mortier, EN
- UTCM-0875A Malaxeur manuel de mortier, ASTM
- UTCM-0876 Bol de recharge, 5 L
- UTCM-0878E Batteur de recharge, EN
- UTCM-0878A Batteur de recharge, ASTM

Modèles pour 220-240V 50-60 Hz,	UTCM-0875E	UTCM-0875E
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 p	UTCM-0875E-N	UTCM-0875E-N

Normes

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

Le malaxeur manuel de mortier UTCM-0875 a une capacité de 5 litres (environ), il a été conçu pour mélanger les mortiers et les pâtes de ciment selon les exigences des normes.

Les pales de malaxage tournent à une vitesse de 140 tr/min. avec un mouvement planétaire de 62 tr/min. à basse vitesse. En haute vitesse, les pales tournent à la vitesse de 285 tr/min. avec un mouvement planétaire de 125 tr/min.

L'utilisateur peut facilement choisir les vitesses à l'aide de l'interrupteur équipant la machine. Une trémie à sable est présente sur le malaxeur pour verser facilement le sable. Le bol et le batteur s'installent et se retirent facilement du malaxeur.

Le malaxeur manuel de mortier est fourni complet avec :

- Bol, 5 L (approx.)
- Batteur



UTCM-0878



UTCM-0876

Dimensions	300x555x610 mm
Poids (approx.)	54 kg
Puissance	200 W