

Code Produit

UTCM-0885E Malaxeur de mortier programmable automatique
 UTCM-0885A Malaxeur de mortier programmable automatique
 UTCM-0876 Bol de rechange, 5 L
 UTCM-0878E Batteur de rechange, EN
 UTCM-0878A Batteur de rechange, ASTM

Modèles pour 220-240V 50-60 Hz,	UTCM-0878E	UTCM-0885E
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 p	UTCM-0885E-N	UTCM-0885E-N

Normes

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162

Les malaxeurs ont été conçus pour mélanger les mortiers et les pâtes de ciment en suivant les exigences des normes. Les pales de malaxeur ont un mouvement planétaire et sont entraînées par un moteur avec une vitesse basée sur un microprocesseur et des programmes prédéfinis pour répondre à toutes les normes EN et ASTM répertoriées, programmes conçus sur mesure ou mode manuel. Le bouton de mode est utilisé pour la sélection rapide de différents programmes.

Les pales de malaxeur tournent à une vitesse de 140 tr/min. avec un mouvement planétaire de 62 tr/min. à basse vitesse. En haute vitesse, les pales tournent à la vitesse de 285 tr/min. avec un mouvement planétaire de 125 tr/min. Une trémie à sable automatique est fournie avec la machine et le sable est automatiquement évacué.

La conception personnalisée permet à l'opérateur de définir 6 programmes, où la vitesse du moteur, la position de la trémie à sable et la durée du mélange peuvent être définies. Pour le mélange où la vitesse du moteur est sélectionnée à zéro, le bol peut être abaissé sans interrompre le reste du programme. Sur l'écran, l'utilisateur peut voir le temps de mélange et la machine est équipée d'une lampe afin d'avertir l'utilisateur des périodes critiques.



Le malaxeur de mortier programmable automatique est fourni complet avec :

- Bol, 5 L (approx.)
- Batteur

Dimensions	300x555x610 mm
Poids (approx.)	56 kg
Puissance	200 W



UTCM-0878E



UTCM-0876