

### Code Produit

UTS-0160 Tour araseur et extracteur d'éprouvettes

- UTS-0164 Scie à fil ouverte
- UTS-0165 Fil de scie à fil pour UTS-0164 (pack de 10)
- UTS-0166 Couteau d'arasage
- UTGG-2205 Mortier porcelaine avec pilon dia. 130mm
- UTGG-2215 Pilon à tête de caoutchouc

L'UTS-0160 Tour araseur et extracteur est utilisé pour extruder et raser des échantillons de sol de 35 mm à 100 mm de diamètre pour les réduire. Doit être utilisés en commun avec l'UTS-0162 Scie à fil ouverte.

Scie à fil, couteau d'arasage, mortier porcelaine avec pilon et Pilon à tête de caoutchouc peuvent être commandés séparément.



UTS-0160 avec UTS-0164 et UTS-0166

### Spécifications Techniques

Tour pour échantillons	35x70 mm à 100x200 mm
Arasage et extraction	35x70 mm à 50x100 mm
Espacement vertical	260 mm

Dimensions	230x300x430 mm
Poids (approx.)	14 kg