

Code Produit

UTS-0280 Appareil à échange d'ions
UTS-0282 Résine d'échange d'ions 500g

Normes

BS 1377:3

L'UTS-0280 Appareil à échange d'ions, lorsqu'il est utilisé avec l'UTS-0282 Résine d'échange d'ions, permet la détermination de la teneur en sulfate de sols aqueux et de l'eau de forage. L'appareil est composé d'une colonne d'échange d'ions de 400 mm de long et de 10 mm de diamètre, d'une ouverture bec de cygne et d'un ballon de 1500 ml pour maintenir une hauteur constante. L'appareil est livré assemblé sur support.

L'UTS-0282 Résine d'échange d'ions 500 g doit être commandé séparément.

	UTS-0280	UTS-0282
Dimensions	200x100x600 mm	50x50x50 mm
Poids (approx.)	5 kg	0,50 kg

