


### Code Produit

Moule CBR et Accessoires, ASTM

### Normes

ASTM D1883; AASHTO T193

Chaque accessoire listé ci-dessous doit être commandé séparément.



| Code Produit | Description  | Dimensions     | Poids (approx.) |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| UTS-0700A    | Moule CBR ASTM / AASHTO, corps de moule en acier plaqué de 6" (152,4 mm) de diamètre x 7" (177,8 mm) de hauteur, fourni avec collerette et embase perforée | 200x200x240 mm | 8 kg            |
| UTS-0705A    | Disque d'espacement avec poignée en T, ASTM, 150.8 mm dia. x 61.4 mm hauteur   | 150x150x250 mm | 9 kg            |
| UTS-0708A    | Anneau de surcharge rond ASTM,   | 150x150x20 mm  | 2.27 kg         |
| UTS-0710A    | Anneau de surcharge fendu ASTM   | 150x150x100 mm | 2.27 kg         |
| UTS-0712A    | Plaque de base solide CBR ASTM   | 200x200x10 mm  | 3 kg            |
| UTS-0724     | Règle à araser   | 300x30x10 mm   | 0,30 kg         |
| UTS-0725     | Trousse coupante   | 100x100x100 mm | 0,50 kg         |
| UTS-0729     | Papier filtre pour essai CBR No:1 x 2.4 mm dia. (Pack de 100)  | 160x160x30 mm  | 0,20 kg         |
| UTS-0730     | Ecran filtre, 144 mm dia., maille 150 µm ASTM  | 150x150x10 mm  | 0,10 kg         |