

Code Produit

UTS-0250 Ensemble pour limite de plasticité
UTS-0252 Tige métal étalon Ø 3x100 mm
UTS-0254 Plaque en verre 300x300x10 mm
UTGG-2170 Creuset en porcelaine, dia. 120 mm
UTGH-1433 Boîte en aluminium, Ø:75 mm, h:30
UTGH-1495 Spatule, petite, longueur:100 mm
UTGP-1000 Pissette, 250 ml

Normes

ASTM D4318; AASHTO T90; BS 1377:2; EN, ISO 17892-12;
UNE 103-104; UNI 10014

La limite plastique est considérée comme l'humidité la plus basse permettant de former des cylindres d'environ 3 mm de diamètre.



The Plastic Limit Test Sets are supplied complete with;

- Plaque en verre, 300x300x10 mm
- Tige métal étalon, Ø3 mm
- Boîte en aluminium, Ø:75 mm, h:30, 6 pcs.
- Creuset en porcelaine, 120 mm dia.
- Spatule, 100 mm
- Pissette 250 ml
- Mallette de transport

Dimensions	380x500x120 mm
Poids (approx.)	3,50 kg