

Code Produit

UTA-0530 Kit d'essai au bleu de méthylène, 110-230V 50-60 Hz, 1ph

UTA-0531Y Papier filtre Type A pour essai au bleu de méthylène, Ø:125 mm, 100 pcs/pack

UTA-0532 Papier filtre Type B pour essai au bleu de méthylène, Ø:125 mm, 100 pcs/pack

UTA-0533 Papier filtre Type C pour essai au bleu de méthylène, Ø:125 mm, 100 pcs/pack

UTGC-0885Y Poudre de bleu de méthylène Type A, 100 g

UTGC-0886 Poudre de bleu de méthylène Type B, 100 g, Teneur en colorant ≥82 % (par spectrophotométrie)

UTGC-0880 Kaolinite

Normes

EN 933-9; NF P94-068; UNE 83 180; UNI 8520-15

Le kit d'essai au bleu de méthylène est pratiqué sur la fraction granulaire 0/2mm des granulats fins et a pour but de révéler la présence de fines de nature argileuse.

UTGC-0886 Poudre de bleu de méthylène Type B a une teneur en colorant ≥82%.

Papier filtre, poudre de bleu de méthylène et kaolinite doivent être commandés séparément.



UTA-0530

UTA-0531Y	Ø:125 mm
UTA-0532	100 g/m ² , épaisseur 0.20 mm, vitesse de filtration 75s, taille des pores 4µm.
UTA-0533	Quantitatif, sans cendres max. 0,007%, 95 g/m ² , épaisseur nominale 0.210 µm, vitesse de filtration 340s (Herzberg), taille des pores 8 µm.

Set Consists of

- Agitateur à ailettes, 400/600 tour/min
- Hélice pour agitateur, Ø 70 mm 4 ailes
- Burette en verre, 50 ml x 0.1 ml
- Support de Burette et statif
- Baguette en verre, Ø 8x300 mm
- Bécher plastique, 1000 ml

Dimensions	510x870x270 mm
Poids (approx.)	13 kg



UTGC-0885Y

UTGC-0880



UTA-0531Y



UTA-0532