

Code Produit

UTCM-0666 Aéromètre à mortier 1 L
UTCM-0662E Dame EN Ø 40x200 mm 250 gr

Normes

EN 413-2, 459-2, 1015-7

L'aéromètre à mortier UTCM-0666 est utilisé pour déterminer la teneur en air de la pâte de ciment, du mortier de ciment et de la chaux. L'aéromètre à mortier est fabriqué en fonte d'aluminium, le cylindre porte-échantillon et le couvercle sont maintenus ensemble par un joint d'étanchéité qui se règle facilement à l'aide de deux attaches-rapides. Le manomètre est installé dans la tête de l'aéromètre et gradué de 0 à 20 % volumétrique. L'air est comprimé à l'aide d'une pompe manuelle installée dans le système et la configuration intelligente des boutons de test et de correction permet un essai simple et rapide.



Dimensions

200x200x320 mm

Poids (approx.)

3,5 kg