

Code Produit

UTA-0440 Angulomètre à sable,EN

Normes

EN 933-6

L'UTA-0440 Angulomètre à sable (Coefficient d'écoulement des sables à l'angulomètre) est utilisé pour obtenir des informations concernant la forme et l'angularité des sables.

Le coefficient d'écoulement d'un agrégat est le temps, exprimé en secondes, pour qu'un volume particulier d'agrégat s'écoule à travers une ouverture donnée, dans des conditions spécifiées à l'aide d'un appareil standard.

L'angulomètre à sable est composé d'un volet de contrôle, d'un trémie d'alimentation, d'un cylindre calibré, d'un entonnoir et d'un statif de fixation.



Dimensions	160x170x410 mm
Poids (approx.)	6 kg