

Code Produit

UTA-0500E	Kit pour détermination de l'équivalent de sable, modèle EN
UTA-0500A	Kit pour essai d'équivalent de sable, modèle ASTM
UTA-0502E	Deux éprouvettes graduées pour essai d'équivalent de sable EN
UTA-0502A	Eprouvette pour essai d'équivalent de sable, ASTM
UTGH-1425	Récipient de teneur en humidité/de mesure avec couvercle, Aluminium, Ø:55 mm x h:35 mm
UTA-0506	Ensemble siphon
UTA-0507E	Kit de trempage essai d'équivalent de sable, EN
UTA-0507A	Piston taré, ASTM
UTA-0515	Solution de lavage et floculation (solution concentrée), 1 lt

Normes

EN 933-8; ASTM D2419; AASHTO T176; UNI 8520-15; UNE 83131; CNR No. 27

Les kits d'essai d'équivalent de sable sont utilisés pour déterminer la finesse des granulats avec UTA-0510 Agitateur pour équivalent de sable.

L'UTA-0515 Solution de lavage et floculation (solution concentrée) doit être commandée séparément.



Le kit pour essai d'équivalent de sable est fourni avec:

- Eprouvette graduée plastique et acrylique transparente 4 unités pour UTA-0500/A
- Eprouvette plastique et acrylique transparente 4 unités pour UTA-0500/E
- Ensemble siphon (tube laveur avec robinet, bouchons de caoutchouc solides pour éprouvettes, siphon et tuyau, embout)
- Bonbonne plastique, 5 L
- Piston taré
- Récipient de mesure
- Entonnoir à large ouverture
- Régllet
- Mallette de transport

Dimensions	380x500x120 mm
Poids (approx.)	4 kg