

Code Produit

**Diviseurs échantillonneurs à canaux fixes**

- UTA-0338 Diviseur échan. 5 mm
- UTA-0340 Diviseur échan. 7 mm
- UTA-0341 Diviseur échan.13mm
- UTA-0342 Diviseur échan.15mm
- UTA-0343 Diviseur échan.19mm
- UTA-0344 Diviseur échan.25mm
- UTA-0345 Diviseur échan.30mm
- UTA-0346 Diviseur échan.38mm
- UTA-0347 Diviseur échan.45mm
- UTA-0348 Diviseur échan.50mm
- UTA-0349 Diviseur échan.64mm
- UTA-0350 Diviseur échan.75mm



Normes

EN 932-2; ASTM C702; BS 812:1, 1377:1, 1924:1

Les diviseurs échantillonneurs à canaux fixes sont utilisés pour diviser les agrégats en 2 quantités homogènes égales pour les tests. Les diviseurs échantillonneurs sont électrostatiquement et sont fabriqués de façon à satisfaire les normes internationales concernant à la fois la largeur et le nombre de fentes.

Les diviseurs échantillonneurs à canaux fixes sont fournis avec:

- Bacs de récupération avec poignées, 3 pièces

	Ouverture (mm)	Nombre de fente	Poids (kg)	Dimensions (mm)
UTA-0338	5	16	12	100x130x120
UTA-0340	7	12	14	110x140x140
UTA-0341	13	12	33	190x260x330
UTA-0342	15	12	33	190x280x330
UTA-0343	19	10	36	220x280x360
UTA-0344	25	10	39	220x340x390
UTA-0345	30	10	40	220x390x400
UTA-0346	38	8	56	320x410x560
UTA-0347	45	8	57	410x480x570
UTA-0348	50	8	60	320x550x600
UTA-0349	64	8	60	350x640x600
UTA-0350	75	8	58	360x700x580