

Code Produit

UTA-0360-C Concasseur à mâchoire de laboratoire, 380V 50Hz, 3ph
 UTA-0365-C Vibro-broyeur à disques, 220-240 V 50-60 Hz

L'UTA-0360 est utilisé pour le concassage, l'UTA-0365 pour le broyage du clinker de ciment, de la céramique, du basalte, de la chamotte, des matériaux de construction, des alliages, du charbon, du coke, du feldspath, du verre et de divers matériaux en laboratoire lorsque des échantillons plus petits sont nécessaires pour les tests.

Spécifications techniques sont disponibles (voir techniques) en fonction des besoins des tailles de granulats, de la finesse de sortie et des exigences de rendement.


Spécifications Techniques

	UTA-0360-C	UTA-0365-C
Taille initiale max	100 mm	<15 mm
Finesse de sortie	<500 µm 0-8 mm	38 µm max. 10 µm
Rendement	150 kg/h	(*)
Dimensions	482x1044x1015 mm	650x730x1150 mm
Poids	250 kg	330 kg
Puissance	4 HP	1,5 HP

(*) Réglage numérique du temps de broyage de 0 à 999h ou 999 min. ou 999 secondes



UTA-0365-C



UTA-0365-C