

Code Produit

UTD-1415 Sécheur à air chaud, 220-240 V 50-60 Hz
 UTD-1418 Pistolet à air chaud, 220-240 V 50-60 Hz

Le sécheur à air chaud UTD-1415 et le pistolet à air chaud UTD-1418 sont utilisés pour sécher de petites quantités de particules d'agrégats et d'échantillons de sol. Les deux modèles ont l'option de contrôle de la chaleur et du débit d'air. L'UTD-1418 a une température d'air de 300-500°C et une capacité de débit d'air de 240-450 L/min.

	UTD-1415	UTD-1418
Dimensions	240x280x100 mm	200x300x100 mm
Poids (approx.)	1 kg	0,5705 0k gW
Puissance	2200 W	1600 W



UTD-1418



UTD-1415