

### Code Produit

UTG-0180 Nettoyeur ultrasons 28 L, 220-240 V  
 50-60 Hz, 1 ph.  
 UTG-0185 Nettoyeur ultrasons 50 L, 220-240 V  
 50-60 Hz, 1 ph.

Le nettoyeur ultrasons de la série UTG est utilisé pour un nettoyage efficace et sûr des tamis, il est particulièrement adapté aux tamis à mailles fines qui pourraient être endommagés par les méthodes de nettoyage ordinaires. Les composants de la cuve sont fabriqués en chrome inoxydable.

Le temps et la température peuvent être facilement ajustés par l'unité de commande numérique.



### Spécifications Techniques

UTGG-0180	
Capacité	28 L 1200 W de pointe / 600 W
Puissance des ultrasons	Efficace 1200 W 330x530x500 mm
Puissance de chauffage	200x300x500 mm 10 kg
Dimensions (Externes)	
Dimensions (Internes)	
Poids (approx.)	
UTGG-0185	
Capacité	50 L 2000 W de pointe / 1000 W
Puissance des ultrasons	Efficace 1200 W 600x650x980 mm
Puissance de chauffage	300x400x500 mm 20 kg
Dimensions (Externes)	
Dimensions (Internes)	
Poids (approx.)	