

Code Produit

UTG-0323 Tamiseuse pour tamis avec minuteur et fréquence de réglage, pour tamis dia. 200/300/400 mm (8"/12"/16")

UTG-0324 Cabinet de réduction du bruit pour tamiseuse pour tamis UTG-0323

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTG-0323
------------------------------------	----------

Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTG-0323-N
------------------------------------	------------

Normes

EN 932-5; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11, E 323; BS 410-1, 410-2

La tamiseuse pour tamis UTG-0323 est équipée d'un système de fixation très efficace qui garantit que les tamis sont maintenus fermement sans trop serrer et permet de les retirer et de les remplacer rapidement.

Les ressorts non corrodables et non métalliques font de l'UTD-0323 un appareil sans entretien. La tamiseuse est équipée d'une minuterie qui peut être pré-réglée sur n'importe quelle durée jusqu'à 60 minutes.

La tamiseuse pour tamis UTG-0323 a été spécialement conçue pour le tamisage de lourds échantillons sans perdre en performance. Elle est équipée d'une source d'alimentation dynamique qui garantit que la bonne vibration est transmise aux tamis et à l'échantillon pour des tests rapides, précis et reproductibles. Le mouvement vertical est fixe pour garantir que l'échantillon passe un maximum de temps sur la surface du tamis. L'action vibratoire unique aide également à garder les ouvertures dégagées et exemptes de grippage.



Spécifications Techniques

Capacité de tamis	15 unités de tamis de 200 mm (8") + fonds de collecte et couvercle 10 unités de tamis de 300 mm (12") + fonds de collecte et couvercle 7 unités de tamis de 400 mm (16") + fonds de collecte et couvercle
Dimensions	630x630x1300 mm
Poids (approx.)	140 kg
Puissance	370 W