

**Code Produit**

- UTW-0622 Balance analytique électronique, écran LCD  
210 g x 0.0001 g
- UTW-0625 Balance analytique électronique 200g x 0.001 g
- UTW-0628 Balance analytique électronique 300g x 0.001 g
- UTW-0630 Balance analytique électronique 500g x 0.001 g
- UTW-0631 Balance analytique électronique 820g x 0.001 g
- UTW-0632 Balance analytique électronique 1000 g x 0.001 g

Les balances analytiques électroniques de la série UTW établissent la norme en termes de mesures fiables, de facilité d'utilisation et de longue durée de vie. Les balances peuvent être utilisées pour des tâches de routine et/ou des procédures de pesage compliquées.

Les modèles UTW-0622, UTW-0625 et UTW-0628 disposent d'une fonction d'étalonnage interne automatique, les autres modèles de la gamme nécessitent un étalonnage externe.

Les balances analytiques de la série UTW offrent une installation et un nettoyage rapides et faciles grâce à leurs conceptions ergonomiques et à leurs affichages brillants. Ils peuvent également être connectés à des imprimantes ou à des PC via des sorties RS 232 pour offrir d'excellentes performances de surveillance et de génération de rapports.



UTW-0622

	Capacité	Lisibilité	Taille du plateau	Alimentation supplémentaire
UTW-0622	220 g	0.1 mg	Ø90 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur
UTW-0625	210 g	1 mg	Ø115 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur
UTW-0628	300 g	1 mg	Ø115 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur
UTW-0630	500 g	1 mg	Ø115 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur
UTW-0631	820 g	1 mg	Ø115 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur
UTW-0632	1000 g	1 mg	Ø115 mm	DC 12V (1,2A) Adapteur

	Pesée sous la balance	Dimensions	Poids (approx.)
UTW-0622	Non	400x500x500 mm	6 kg
UTW-0625	Non	250x250x300 mm	2 kg
UTW-0628	Oui	250x250x300 mm	2 kg
UTW-0630	Oui	250x250x300 mm	2 kg
UTW-0631	Oui	380x470x340 mm	5 kg
UTW-0632	Oui	380x470x340 mm	5 kg