

Code Produit

- UTW-0633 Balance Digitale 600 g x 0.01 g
- UTW-0635 Balance Digitale 6 kg x 0.1 g
- UTW-0637 Balance Digitale 30 kg x 5 g
- UTW-0638 Balance Digitale 30 kg x 0.5 g
- UTW-0642 Balance Digitale 3000 g x 0.01 g
- UTW-0643 Balance Digitale 4500 g x 0.01 g
- UTW-0644 Balance Digitale 6200 g x 0.01 g
- UTW-0645 Balance Digitale 15 kg x 0.2 g
- UTW-0648 Balance Digitale 30 kg x 0.1 g
- UTW-0654 Balance Digitale 60 kg x 1 g

Les balances digitales de la série UTW offrent une large gamme de caractéristiques de capacité maximales et de lisibilité qui les rendent économiques et faciles à utiliser. Elles sont idéales pour les laboratoires centraux et de site qui ont besoin d'une large gamme de balances pour diverses applications.

Les balances digitales de la série UTW sont équipées de cellules à jauges de déformation et sont conçues avec de grands écrans LCD rétro-éclairés qui donnent des mesures précises dans une plage de température de 0°C à 40°C. Tous les modèles peuvent être connectés à des imprimantes ou à des PC via leurs sorties RS 232.



UTW-0635

	Capacité	Lisibilité	Taille du plateau	Alimentation supplémentaire
UTW-0633	600 g	0.01 g	Ø122 mm	DC 6V (300mA) pile (AA)
UTW-0635	6 kg	0.1 g	322x212mm	220-240V
UTW-0637	30 kg	5 g	226x187mm	Pb Batt. et Adapteur
UTW-0638	30 kg	0.5 g	322x212mm	220-240V
UTW-0642	3000 g	0.01 g	Ø150mm	DC 12V et pile (AA)
UTW-0644	6200 g	0.01 g	195x195mm	DC 12V (1,2A)
UTW-0645	5 kg	0.2 g	306x222mm	Pb Batt. et Adapteur
UTW-0648	30 kg	0.1 g	322x212mm	220-240V
UTW-0654	60 kg	10 g	500x600mm	Pb Batt. et Adapteur

	Pesée sous la balance	Dimensions	Poids (approx.)
UTW-0633	Non	210x310x140 mm	2 kg
UTW-0635	Oui	400x400x150 mm	4,50 kg
UTW-0637	Non	400x400x150 mm	4,50 kg
UTW-0638	Oui	400x400x150 mm	4,50 kg
UTW-0642	Oui	370x470x340 mm	5 kg
UTW-0644	Oui	370x470x340 mm	5 kg
UTW-0645	Non	400x400x150 mm	4,50 kg
UTW-0648	Oui	400x400x150 mm	4,50 kg
UTW-0654	Non	400x400x150 mm	4,50 kg