

Code Produit

- UTW-0900 Jeu de poids d'étalonnage classe M1, (1g-1kg) inox
- UTW-0901 Poids d'étalonnage, 500 g, classe M1, fonte
- UTW-0902 Poids d'étalonnage, 1 kg, classe M1, fonte
- UTW-0903 Poids d'étalonnage, 2 kg, classe M1, fonte
- UTW-0904 Poids d'étalonnage, 5 kg, classe M1, fonte
- UTW-0905 Poids d'étalonnage, 10 kg, classe M1, fonte
- UTW-0906 Poids d'étalonnage, 20 kg, classe M1, fonte
- UTW-0907 Poids d'étalonnage, 25 kg, classe M1, fonte
- UTW-0920 Poids d'étalonnage, jeu classe F1, (1g-1kg) inox

La gamme de poids d'étalonnage UTEST est utilisée pour la vérification périodique de vos balances de laboratoire.

Les jeux de poids d'étalonnage UTW-0900 classe M1 et UTW-0920 classe F1 sont fabriqués en acier inoxydable. Hormis jeu de poids, les autres poids de la classe M1 sont fabriqués en fonte revêtue d'une peinture à base d'époxy noire.

Les certificats d'étalonnage de traçabilité doivent être commandés séparément si nécessaire.

Les jeux de poids d'étalonnage sont fournis avec une boîte en bois.



Jeu de poids d'étalonnage (UTW-0900 classe M1 et UTW-0920 classe F1)

Poids	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg
Unité	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1