

Code Produit

UTG-0326 Tamiseuse motorisée pour tamis Rotatap,
Avec minuteur, pour tamis dia. 200 mm (8")
UTG-0327 Cabinet de réduction du bruit pour
tamiseuse UTG-0326

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTG-0326-T
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTG-0326-N
Modèles pour 220-240V 60 Hz, 1 ph.	UTG-0326-K

Normes

ASTM C136

La tamiseuse motorisée de tamis Rotatap UTG-0326 est conçue pour être utilisée avec des tamis de diamètre 8". Cette tamiseuse effectue 278 oscillations avec un mouvement circulaire horizontal au matériau tamisé de sorte qu'il progresse lentement sur la surface du tamis. Elle produit aussi 150 coups par minute avec un mouvement de tapotement vertical pour produire une action de tamisage efficace.



Spécifications Techniques

Capacité Tamis	7 unités de tamis de 200 mm (8") hauteur pleine + fonds de collecte 14 unités de tamis de 200 mm (8") hauteur pleine + fonds de collecte
Minuteur	99 minutes, numérique
Puissance	1/4 HP

Dimensions	510x700x640 mm
Poids (approx.)	75 kg