

Code Produit

UTG-0311 Tamiseuse pour tamis avec minuterie pour tamis Ø200/300 mm (Ø8"/12")

UTG-0312 Tamiseuse pour tamis avec minuterie et fréquence de réglage, pour tamis Ø200/300 mm (Ø8"/12")

UTG-0317 Cabinet d'isolation pour tamiseuses pour tamis UTG-0311 et UTG-0312

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTG-0311-T	UTG-0312
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTG-0311-N	UTG-0312-N
Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTG-0311-K	

Normes

EN 932-5; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11, E 323; BS 410-1, 410-2

Spécifications Techniques

Capacité Tamis	12 unités de tamis de 200 mm (8") + fonds de collecte et couvercle 8 unités de tamis de 300 mm (12") + fonds de collecte et couvercle
Puissance	250 W

Les tamiseuses de tamis UTG-0311 et UTG-0312 impriment un mouvement circulaire au matériau tamisé de sorte qu'il progresse lentement sur la surface du tamis.

Elles sont équipées d'une source d'alimentation dynamique qui garantit que la bonne vibration est transmise aux tamis et à l'échantillon pour des tests rapides, précis et reproductibles. Le mouvement vertical est fixe pour garantir que l'échantillon passe un maximum de temps sur la surface du tamis. L'action vibratoire unique aide également à garder les ouvertures dégagées et exemptes de grippage.

Les tamiseuses de tamis UTEST sont équipées d'un système de fixation très efficace qui garantit que les tamis sont maintenus fermement sans trop serrer et permet de les retirer et de les remplacer rapidement. La minuterie peut être pré-réglée pour n'importe quelle durée jusqu'à 60 minutes. Le modèle UTG-0312 a la propriété de réglage de fréquence supplémentaire.

	Dimensions	Poids (approx.)
UTG-0311	500x500x320 mm	90 kg
UTG-0312	500x500x320 mm	90 kg
UTG-0317	930x1030x1600 mm	140 kg



UTG-0311



UTG-0312 avec UTG-0317