

**Code Produit**

UTW-0800 Balance mécanique 310 g x 0.01 g  
 UTW-0810 Balance mécanique 2610 g x 0.1 g

Les balances mécaniques de la série UTW, avec leur construction de base en métal et leurs plateaux en acier inoxydable, sont durables, précises et faciles à utiliser.

Elles sont spécialement conçues pour les applications sur site lorsqu'une alimentation électrique n'est pas disponible. All Tous les modèles sont équipés de boutons de réglage à zéro à l'extrémité du fléau pour un tarage rapide et simple.

Le modèle UTW-0800 élimine le besoin de réglage de niveau grâce à son socle à trois points pour effectuer des mesures de haute précision.

L'UTW-0810 est connu pour ses performances fiables à un prix raisonnable.



UTW-0800



UTW-0810

	UTW-0800	UTW-0810
Capacité	310 g	2610 g
Lisibilité	0.01 g	0.1 g
Taille Plate-forme	13x89 mm	147x147 mm
Dimensions (mm)	200x550x220	200x550x220
Poids (approx)	5 kg	5 kg